

0. 폴더 설명

best_valid_model	2022-12-04 오후 7:33	파일 폴더	
checkpoints	2022-11-28 오전 1:28	파일 폴더	
data	2022-12-04 오후 8:45	파일 폴더	
logs	2022-11-19 오후 10:35	파일 폴더	
src	2022-12-01 오후 9:17	파일 폴더	
trained_model	2022-11-19 오후 12:34	파일 폴더	
transform_infor	2022-12-04 오후 7:33	파일 폴더	
Choo.ipynb	2022-12-04 오후 8:45	Jupyter 원본 파일	157KB

(1) checkpoints : epoch마다 모델 저장

-checkpoints 폴더 내부 구성

Retina_ML_7.5r1e-5_Aug1.pth	2022-11-20 오후 11:16	PTH 파일	1,509,208...
Retina_ML_7.5r1e-5_Aug2.pth	2022-11-21 오전 12:34	PTH 파일	1,509,208...
Retina_ML_7.5r1e-5_Aug3.pth	2022-11-21 오전 10:00	PTH 파일	1,509,208...

(2) data : 학습에 필요한 이미지 데이터를 모아놓은 폴더

-data 폴더 내부 구성

Retina_Some_binary	2022-11-19 오후 5:19	파일 폴더	
Retina_Some_binary_DCGAN	2022-12-04 오후 7:02	파일 폴더	
Retina_Some_binary_GAN284	2022-11-27 오후 9:00	파일 폴더	
Retina_Some_binary_GAN1125	2022-11-28 오전 1:19	파일 폴더	

-Retina_Some_binary 폴더 내부 구성

test	2022-11-19 오후 5:19	파일 폴더	
train	2022-11-27 오후 4:39	파일 폴더	

best_valid_model : baseline으로 생성한 모델 중 가장 성능 높은 모델을 저장하는 폴더

logs : epoch마다 학습된 train, validation 및 최종 test의 accuracy와 loss 정보가 저장된 폴더

src : 학습에 필요한 model, engines, utils 등의 구성 요소가 포함된 폴더

trained_model : 사용하지 않음

transform_infor : epoch마다 수행한 transform, learning rate 정보를 메모장 파일로 저장한 폴더

1. 코드 사용 설명

▼ 0. 학습 세팅

```
!pip install torchmetrics
!pip install optuna
!pip install foolbox
```

Colab 환경 기준으로 위의 모듈을 install 해야 합니다.

1) baseline

(1) 드라이브 경로 설정 및 라이브러리 설치

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

#=====구글 드라이브 경로 지정=====
%cd /content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject
#=====

!pip install torchmetrics
!pip install optuna
!pip install foolbox
```

Colab으로 코드를 실행하는 경우, 이곳에서 구글 드라이브 경로를 지정합니다.

(2) 이미지 경로 설정

```
#=====
# 2) 이미지 데이터셋 불러오기 + 이미지 변환
#=====
train_path = f'C:\\Users\\Bang\\JupyterProjects\\RetinaProject\\DeepLearningPytorchExample\\data\\{args.use_data}\\train'
test_path = f'C:\\Users\\Bang\\JupyterProjects\\RetinaProject\\DeepLearningPytorchExample\\data\\{args.use_data}\\test'
```

train_path와 test_path에서 이미지 폴더 경로를 설정합니다.

data/Retina_Some_binary data 폴더 내에 존재하는 train폴더와 test폴더를 각각 경로로 지정하면 됩니다.

(3) 최적 valid lossmodel 저장 경로

```
# 최적 loss인 model 저장
global best_valid_loss
if val_summary['loss'] < best_valid_loss:
    best_valid_loss = val_summary['loss']
#=====
torch.save(model.state_dict(), f'C:\\Users\\Bang\\JupyterProjects\\RetinaProject\\DeepLearningPytorchExample\\best_valid_model\\{args.title}_{grid_count}.pt')
save_best_param(args.transform_dir, train_transforms, test_transforms, args.lr, args.title)
torch.save(model.state_dict(), f'C:\\Users\\Bang\\JupyterProjects\\RetinaProject\\DeepLearningPytorchExample\\best_valid_model\\{args.title}.pt')
#=====
```

최적의 valid loss를 가지는 model을 저장할 폴더 경로를 지정합니다.

if문 내에서 경로 지정하는 부분은, 전체 GridSearch에서 가장 valid loss 성능이 가장 우수했던 모델을 저장합니다. if문 밖에서 경로 지정하는 부분은 전체 각 GridSearch 수행에서 valid loss성능이 가장 우수했던 모델을 저장합니다.

best_valid_model/baseline/{args.load_title}_{grid_count}.pt 로 경로를 지정하면 됩니다.

(4) 학습된 최적 valid loss model의 경로

```
#=====
# 6. Model Test
#=====
# 학습된 모델 불러오기
model.load_state_dict(torch.load(f'C:\\Users\\Bang\\JupyterProjects\\RetinaProject\\DeepLearningPytorchExample\\best_valid_model\\{args.title}.pt'))
```

최적의 valid loss를 가지는 model을 불러오기 위해 저장된 파일 경로를 지정합니다.

위에서 각 GridSearch 수행에서 학습된 모델의 test 결과를 추출하기 위해 위의 (3)번 과정에서 if 문 밖에서 경로를 지정하는 코드와 같은 경로로 설정합니다.

best_valid_model/baseline/{args.load_title}_{grid_count}.pt 로 경로를 지정하면 됩니다.

2) DCGAN

```
In [ ]: #=====구글 드라이브 경로 지정=====
        %cd /content/drive/MyDrive/ColabNotebooks/team_project
        #=====
        /content/drive/MyDrive/ColabNotebooks/team_project
```

코랩으로 사용하신다면 이곳에 구글 드라이브 경로를 지정해 주세요

```
# 데이터셋의 경로
```

```
#=====원본 이미지 저장 경로=====
dataroot = "GAN_data/Retina_Some_binary/train/DR"
#=====
```

훈련에 사용한 원본 이미지가 저장되어 있는 경로입니다. data/Retina_Some_binary data 폴더의 train 폴더 경로를 지정해 주세요.

```
done = epoch * len(dataloader) + i

if done % sample_interval == 0:

    #=====이미지 저장 경로 =====
    save_image(fake.data[1], f"G_DR/{done+1}.png", nrow=1, normalize=True)
    #=====
```

DCGAN으로 생성한 가짜 망막 이미지가 저장되는 경로와 저장되는 파일 이름입니다.

2_1)GAN

```
In [2]: #=====구글 드라이브 경로 설정=====
%cd /content/drive/MyDrive/ColabNotebooks/team_project
#=====
/content/drive/MyDrive/ColabNotebooks/team_project
```

코랩으로 사용하신다면 이곳에 구글 드라이브 경로를 지정해 주세요.

```
#=====훈련 데이터 저장 경로=====
train_dataset = datasets.ImageFolder(root="GAN_data/Retina_Some_binary/train/DR", transform=transforms_train)
#=====
dataloader = torch.utils.data.DataLoader(train_dataset, batch_size=10, shuffle=True, num_workers=4)
```

/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/torch/utils/data/dataloader.py:566: UserWarning: This DataLoader will create 4 worker pro

훈련에 사용한 원본 이미지가 저장되어 있는 경로입니다. data/Retina_Some_binary data 폴더의 train 폴더 경로를 지정해 주세요.

```
# 판별자(discriminator) 업데이트
d_loss.backward()
optimizer_D.step()

done = epoch * len(dataloader) + i
if done % sample_interval == 0:
    #=====생성된 이미지 저장 경로=====
    save_image(generated_imgs.data[1], f"generated_DR_images/{done}.png", nrow=1, normalize=True)
    #=====

# 하나의 epoch이 끝날 때마다 로그(log) 출력
print(f"[Epoch {epoch}/{n_epochs}] [D loss: {d_loss.item():.6f}] [G loss: {g_loss.item():.6f}] [Elapsed time: {time.time() - star

[Epoch 0/100] [D loss: 0.551939] [G loss: 0.499678] [Elapsed time: 442.28s]
[Epoch 1/100] [D loss: 0.595386] [G loss: 1.416674] [Elapsed time: 477.16s]
[Epoch 2/100] [D loss: 0.565664] [G loss: 0.548363] [Elapsed time: 512.08s]
```

GAN으로 생성한 가짜 망막 이미지가 저장되는 경로와 저장되는 파일 이름입니다.

3. NoisyStudent_crawling

```
# Move to the project directory

#=====구글 드라이브 경로=====
%cd /content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject
#=====
```

Colab 으로 사용하신다면 이곳에 구글 드라이브 경로를 지정해 주세요.

```
# Jupyter 환경
args = easydict.EasyDict({
    "title" : "Retina_ML_7.5r1e-5_Aug3_NoiseStudent",
    #=====baseline 최고성능 모델 title=====
    "load_model" : "Retina_ML_7.5r1e-5_Aug3",
    #=====
    "device" : "cuda",
    "root" : "data",
    "batch_size" : 32, # !!!
    "num_workers" : 2,
    "epochs" : 100, # !!!
    .....
```

best_valid_model/baseline 폴더에 저장된 모델의 이름을 작성해 주세요

```
#=====원본 망막 데이터 경로=====
train_path = "/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/data/Retina_Some_binary/train"
test_path = "/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/data/Retina_Some_binary/test"
#=====
```

원본 망막 데이터를 불러오는 경로입니다. data/Retina_Some_binary data 폴더 내에 존재하는 train폴더와 test폴더를 각각 경로로 지정하면 됩니다.

```
print(len(test_dataset), len(test_dataset))

#=====

#=====크롤링 데이터 저장 경로=====
stu_path = "/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/data/StudentData"
#=====

|

stu_dataset1 = torchvision.datasets.ImageFolder(
```

크롤링 한 데이터를 불러오는 경로입니다. data/crawling data폴더로 경로를 지정하면 됩니다.

+) 학생 모델 -> 선생 모델 이동

```
#=====

#=====학습된 baseline 모델 불러오기=====
model.load_state_dict(torch.load(f"/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/best_valid_model/{args.load_model}.pt"))
#=====

|

model.eval()
```

baseline으로 학습된 모델을 불러오는 경로입니다.

이곳에 best_valid_model/baseline/{args.load_model}.pt 로 경로를 지정하면 됩니다.

```
# 최적 loss인 model 저장
if val_summary['loss'] < best_valid_loss:
    best_valid_loss = val_summary['loss']
    #=====학습 모델 저장 경로=====
    torch.save(model.state_dict(), f"/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/NoisyStudent_model/{args.title}.pt")
    #=====
```

학습된 모델을 저장하는 경로입니다.

best_valid_model/NoisyStudent_crawling/{args.title}.pt 로 경로를 지정하면 됩니다.

```
# 학습된 모델 불러오기
#=====학습된 모델 저장 경로=====
model.load_state_dict(torch.load(f"/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/NoisyStudent_model/{args.title}.pt"))
#=====
```

저장된 모델을 평가하기 위해 불러오는 경로입니다.

best_valid_model/NoisyStudent_crawling/{args.title}.pt 로 경로를 지정하면 됩니다.

4. NoisyStudent_DCGAN

```
# Mount google drive
drive.mount('/content/drive')

# Move to the project directory

#=====구글 드라이브 경로 지정=====
%cd /content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject
#=====
```

Colab을 사용하신다면 이곳에 구글 드라이브 경로를 지정해 주세요.

```
# Jupyter 환경
args = easydict.EasyDict({
    "title" : "Retina_ML_7.5r1e-5_Aug3_NoisyStudent_GAN",
    #=====baseline 최고 성능 모델명=====
    "load_model" : "Retina_ML_7.5r1e-5_Aug3",
    #=====
    "device" : "cuda",
    "root" : "data",
    "batch_size" : 32, # !!!
    "num_workers" : 2,
    "epochs" : 100, # !!!
```

이곳에 best_valid_model/baseline 폴더에 저장된 모델의 이름을 작성해 주세요

```

#=====원본 망막 데이터 저장 경로=====
train_path = "/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/data/Retina_Some_binary/train"
test_path = "/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/data/Retina_Some_binary/test"
#=====

train_dataset = torchvision.datasets.ImageFolder(
    train_path,
    transform = train_transforms
)

```

원본 망막 데이터를 불러오는 경로입니다. data/Retina_Some_binary data 폴더 내에 존재하는 train폴더와 test폴더를 각각 경로로 지정하면 됩니다.

```

#=====GAN 데이터 저장 경로=====
stu_path_GAN = "/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/data/StudentData_GAN"
#=====

```

DCGAN으로 생성된 데이터가 저장된 경로입니다. data/DCGAN data 로 경로를 지정해 주시면 됩니다.

```

#=====
#=====baseline 최고 성능 모델 저장 경로=====
model.load_state_dict(torch.load(f"/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/best_valid_model/{args.load_model}.pt"))
#=====
model.eval()

train_dataset_stu_GAN = copy.deepcopy(train_dataset)
one = 0
zero = 0
for i in range(len(stu_dataset_GAN)):

```

baseline으로 학습된 모델을 불러오는 경로입니다.

이곳에 best_valid_model/baseline/{args.load_model}.pt 로 경로를 지정하면 됩니다.

```

val_logger.add_scalar('Accuracy', val_summary['metric'], epoch + 1)

# 최적 loss인 model 저장
if val_summary['loss'] < best_valid_loss:
    best_valid_loss = val_summary['loss']
#=====학습된 모델 저장 경로=====
torch.save(model.state_dict(), f"/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/NoiseStudent_GAN_model/{args.title}.pt")
#=====

# save model

```

학습된 모델을 저장하는 경로입니다.

best_valid_model/NoisyStudent_DCGAN/{args.title}.pt 로 경로를 지정하면 됩니다.

```

#=====학습된 모델 저장 경로=====
model.load_state_dict(torch.load(f"/content/drive/MyDrive/RetinaProject_final/RetinaProject/NoiseStudent_GAN_model/{args.title}.pt"))
#=====

# 모델 성능 측정
test_summary = evaluate(test_loader, model, loss_fn, metric_fn, args.device)

# write log
test_logger.add_scalar('Loss', test_summary['loss'], epoch + 1)

```

저장된 모델을 평가하기 위해 불러오는 경로입니다.

best_valid_model/NoisyStudent_DCGAN/{args.title}.pt 로 경로를 지정하면 됩니다.